







貴社名				ご担当者	
完成サイズ	cm	色	(No. ) 裏色：ベージュ	数量	ヶ
1 cm単位で記入してください					

<p><b>【注意事項】</b></p> <p><b>②・③・④の寸法に関して</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・弊社の規格より6cmの数値の差がある場合、バランスをとって製作させていただきます。</li> <li>・変形やその他特記事項がある場合は、お知らせください。</li> </ul> <p><b>※⑦の寸法に関して</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「顎受け」が必要な場合は、⑦の「顎の先端を通り両耳の下縁までの長さ」をお知らせください。</li> </ul>	<p><b>厚み付加に関して</b></p> <p>厚み付加される場合、○cm厚み付加とご記入ください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p><b>良い例○</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・周径部の前面を 1cm 厚み付加</li> <li>※厚みと範囲を備考欄の図へ具体的に記入ください。</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p><b>悪い例×</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポンジ3倍</li> <li>・スポンジ3層</li> <li>・スポンジ2枚厚 など</li> </ul> </div> </div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>①全頭囲周径</p> <p>眉の1cm上、外耳の上方を通る周径</p>	cm		
②前頭部寸法	cm		
③たて頭囲寸法	cm		
④よこ頭囲寸法	cm		
⑤外耳の寸法	cm		
⑥外耳間の寸法	cm		
<p>※納期回答</p>		<p>【 仮合せ 有 ・ 無 】</p> <p>ご注文ありがとうございます。 ※中村ブレイス記入欄</p> <p>年 月 日 ( ) 出荷予定</p>	

備考

トップヘッドは受注生産のため納期は必ずご確認ください。

注文が集中した場合は納期が2週間程度かかることもあります。

中村ブレイス FAX番号  
0854-89-0018

製造・発売元 世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL(0854)89-0231 FAX(0854)89-0018