

中村ブレイスオリジナル

肌に貼り付けないストーマ装具

ジャストーマ Jus-stoma

ストーマ装具の新しい常識！ お肌、接着部にも休日を！

特長

優しさ

- ベルトで固定する非接着式です。取り外しが簡単です。
- 肌に優しいシリコンゴム製。
- 皮膚の弱い方、アレルギー体質の方にお勧めです。

清潔

- 本体、ベルトは洗浄、洗濯できます。

経済的

- 袋のみ使い捨てでランニングコストが安価。
- どんな袋でも使えます。

受注生産

- ジャストーマは受注生産です。
- 一品一品手作りです。
- ご注文の際は以下をお知らせください。

- ・ご希望の製品名（製品番号）
- ・ストーマの大きさ（径）
- ・ストーマの形状
- ・ストーマ高での腹囲周径

- 専用の注文用紙をご用意しています。


- 特注品の製作も致します。

例) ストーマ径が8cmの方 など

フラットタイプ 633N

- シリコンゴムとプラスチック板の組み合わせで厚みが減少！目立ちません。
- プラスチック板は取替えが可能で、市販の袋も使用できます。

[セット内容]




フラットタイプ 緊急時・備蓄用 635N

- 備蓄品として災害など緊急時の対応として有用です。
- 開口部はストーマ径に合わせてご自身でカットできます。

- ベルトはフリーサイズです。
(ウエスト周径：70～120cmまで対応)



注) カットできるのは635Nのみ



- 専用の袋の代わりに市販のビニール袋も使用できます。

- [セット内容]**
- ・ジャストーマ本体(シリコンゴム製) 1個
 - ・プラスチック板 1個
 - ・フランジ用腰ベルト 1具
 - ・袋(消音タイプ) 100枚



ノーマルタイプ



コロストミー
631N Colostomy



(固形専用)

イレオストミー
632N Ileostomy



(固形便/軟便/粥状用)

※下縁に切れ込みがあります。
コロストミーの方にもご使用いただけます。

※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。