

トップヘッドの特長

- 低反発素材が衝撃を吸収。
- 豊富なカラーバリエーション。
- 軽量です。(基本型55cmで約140g)
- 洗濯機で丸洗いで、常に清潔に保てます。
- 通気性に優れ、蒸れにくい。
- 乾くのが早い!!

トップヘッドの適応

- ・平衡機能障害、脳性麻痺など

既製品 (基本型)

※ご注文は下記2つのパターンの中からお選びください。
※専用の採寸用紙をご用意しています。

ご指示いただいた出来上がりサイズで、基本型を製作します。

出来上がりサイズ
43~63cm / 1cm毎



(眉の1cm上、外耳の上を通る
周径を計測してください。)

☆受注生産のため納期は都度ご確認ください。

☆出来上がりサイズでご発注ください。



頭頂部は十字型

●片側マジック式 (片側カシメ止め)

あごベルトを
・片側マジック式
・両側マジック式
からお選びください。

●両側マジック式

あごベルトの素材を
・平紐タイプ
・厚紐タイプ
からお選びください。

特注品

ご指示いただいた出来上がりサイズと各採寸値に基づき、特注品ラインナップに示す特殊な形状で製作します。

color variation 一色見本



☆実際の色とは若干異なります。生地の見本が必要な場合は弊社までご連絡ください。

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

中村ブレイス株式会社

本社 / 〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132
TEL (0854) 89-0231 (代)
FAX (0854) 89-0018

東京事務所 / 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3
世田谷ビジネススクエアヒルズⅡ2F-25号
TEL (03) 3709-9361
FAX (03) 3709-9362

http://www.nakamura-brace.co.jp
e-mail nakamura@nakamura-brace.co.jp



ISO 9001 認証取得

※お問い合わせは最寄りの補装具取扱業社様までお願い致します。

取扱店

中村ブレイスの通気性保護帽


トップヘッド

Top-head 911N



中村ブレイス株式会社

TOP 頭頂部



●全体覆い型
・全体を覆います。



●部分覆い型
・前頭部のみ
・後頭部のみ
・側頭部のみ
・1/4のみ覆う など



●全体覆い型
(一体型)
・つなぎ目なく覆い
ます。



●X字型
・ポニーテールを
結う方に。



●8本型



●6本型



●調節式
・深さを調整できます。



●厚み付加
・最大2cmまで
(基本型の場合)
・最大1cmまで
(覆い型の場合)

●プラスチック一体型



・覆った部分の内部
をプラスチックで
補強します。

●プラスチック付き



・取り外し可能な
プラスチックで
外部を覆います。

☆特注品の場合、基本価格にそれぞれの項目の価格が加算されます。
☆組み合わせにより加工できない場合があります。
☆改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

特注品ラインナップ —Custom made lineup—

BASE 本体(周径)部



●耳周り
覆い型



●厚み付加
・前最大5cm
・後最大4cm
・側面最大3cm



●頬覆い型



●ひさし一体型
・取り外し不可。



●調整式
・周径を調整できます。



●ひさし付き
・取り外し可。



●顎一体型
(フルフェイス型)
・仮合せ必須




●リバーシブル型
・表裏両面でお使い頂けます
・耳ベルト・あごベルトの色をご指定ください

●特大型
・出来上がりサイズが64~70cmの方に

●極小型
・出来上がりサイズが32~42cmの方に

BELT あごベルト



●特注式

※厚紐タイプ(旧タイプ:ダブルラッセル生地)での特注式は別途加算が必要です。

●マジック合わせ式

●バックル式

●ホック式



●美錠式(皮革のみ)



●幅広ベルト(厚紐タイプのみ)
※幅は最大5cmまで



●あご受け

※あごベルトは別途


●基本式

●片側マジック式

●両側マジック式



※片側カシメ止め



あご受けサイズ	縦×横(cm)
S	4.5×8
M	5×10
L	6×12

ACCESSORY 付属品・その他

●帽子



●耳付き・取り外し可



カエル

●日よけ



●補助ベルト



・ずれや脱げ防止に

●ウサギ



クマ

●内側色の変更



・基本色のページを色見
本の中のお好きな色に

ネコ